Smartphone Webcam

אפיון דרישות פונקציונאליות

(FRS)

v1.0

עדכון אחרון : 1.1.2013

נכתב ע"י: זוהר נייגו

מנחה: מר יצחק נודלר

הוכן עבור

עקרונות הנדסת תוכנה - WSU-TC CptS 322

חורף 2013

תוכן עניינים

3	היסטורית גרסאות ועדכונים
4	סקירה כללית
5	
5	תסריט 1 – גילי
6	2 – דנה
7	מטרות שאינן בתחום הפרויקט
8	תרשים זרימה – מצב קליטה
9	תרשים זרימה – מצב שידור
10	מסכים
10	מסך הפתיחה
10	מסך בחירת מצב עבודה
11	מסך תפריט התחברות
11	Submit New Receiver מסך
12	מסך שידור
13	מסך תהליך הקמת הערוץ
14	מסך קליטת שידור
16	פתוחים

היסטורית גרסאות ועדכונים

הערה	מחבר	מהדורה	תאריך
סקירה כללית	זוהר נייגו	v1.0	10.12.2012
עדכון תסריטים	זוהר נייגו	v1.0	15.12.2012
עדכון תרשים זרימה	זוהר נייגו	v1.0	25.12.2012
עדכון אפיון מסכים	זוהר נייגו	v1.0	27.12.2012
עדכון אפיון מסכים	זוהר נייגו	v1.0	1.1.2013
עדכון נושאים פתוחים	זוהר נייגו	V1.0	6.1.2013

אישור מסמכים

: מסמך אפיון הדרישות הפונקציונאליות התקבל ואושר על ידי

חתימה	שם	כותרת	תאריך
	Zohar Nyego	Lead Software Eng.	
	Mr. Itzhak Nudler	Instructor, CptS 322	
	Dr. Amnon Dekel	Head of Software Eng. Department.	

סקירה כללית

StreamltOut היא מערכת המיועדת למכשירי סמארטפון, מטרתה היא הקמת ערוץ וידאו בין שני מכשירים עליהם מותקנת האפליקציה כאשר מכשיר א' משדר זרם וידאו חי למכשיר ב' אשר קולט את הזרם ומציג ולמשתמש.

היתרונות המרכזיים של המערכת ע"פ מערכות ייעודיות הן:

- א. מהירות ופשטות , אינה מורכבת ודורשת תכנון בהקמת הערוץ וקונפיגורציה נלווית, מותאמת כך שכל בעל סמארטפון יכול להוריד ולהתקין את האפליקציה ולהפעילה בסדרת פעולות מהירות ופשוטות.
- ב. עלות , המערכת עושה שימוש במקורות קיימים הנמצאים בסמארטפונים כך שאין צורך ברכישה של רכיבים תואמים ,תוכנות, דרייברים וכיוצא בזה...
- ג. גמישות , מאפשרת למשתמש להפעיל את המערכת מכל אזור תחת אותה רשת מקומית ללא כל מאמץ ותכנון מוקדם.

אפליקציית המערכת תכלול בתוכה שני מצבים:

מצב משדר - מצב שידור וידאו ו ***אודיו** לתווך האלחוטי.

מצב קולט - אשר יקלוט את השידור מהתווך האלחוטי ויכלול בתוכו את האופציות להלן:

- 1. שליטה בעוצמת השמע.
- ב. * הפעלת "מצב השגחה" : 2

מכשיר א' (משדר) יאותת למכשיר ב' (קולט) כאשר זיהה רעש קול אשר עבר את סף המקסימום שהוגדר במערכת .

מכשיר ב' יזהה את האיתות ויתריע למשתמש בהתאם.

^{*} הפעלת מצב השגחה ,* אודיו – ראה <u>נושאים פתוחים</u>

תסריטים

תסריט 1 – גילי

גילי היא אם צעירה למייק בן השנתיים ואשת קריירה מצליחה המשמשת HR בחברת הייטק גדולה . היא גרה עם בנה ובעלה גדעון בדירת 5 חדרים בהוד השרון .

מייק הקטן ישן לבדו בחדרו .בכל לילה באופן קבוע גילי משכיבה את מייק הקטן לישון כאשר אין זאת משימה קלה כלל עבור גילי, מייק הקטן אינו נרדם בקלות מה שגורם לגילי להתרוצץ במהלך הלילה בין החדרים בכדי לבדוק אם מייק אכן ישן .

גילי מתעוררת בבוקר באופן קבוע עם עייפות כבדה שצברה במהלך הלילה ועייפותה נכרת במהלך יום העבודה.

. גילי התייעצה עם חברתה הקרובה איילת שם גם היא אם צעירה

כאשר מייק הקטן צועק או בוכה.

וזו המליצה לה בחום על האפליקציה StreamltOut לסמארטפון שלדבריה נותנת מענה מצוין לביצוע מעקב וידאו במקרים בהם אינה נוכחת בסביבת בנה .

עוד הוסיפה איילת כי ניתן להגדיר את האפליקציה שתתריע לה באופן אוטומטי

גילי הבינה שזהו פתרון טוב עבורה וישר והתקינה את האפליקציה על מכשירי הסמארטפון שברשותה וברשות בעלה.

מאז גילי עושה שימוש באפליקציה באופן קבוע מבצעת מעקב שוטף אחר מייק מכל אזור בבית ובמיוחד בשעות הלילה הקריטיות ללא כל מאמץ גופני והתרוצצויות בלילות.

מכשיר הסמארטפון שלה משדר התרעה שמזעיקה אותה לחדרו של מייק במידה והוא במצוקה . לילותיה הפכו להיות רצופים יותר בשינה רגועה ופחות הפרעות .

גילי הרגישה את השינוי בבקרים ותפוקתה היומית שלה בעבודה גדלה.

תסריט 2 – דנה

דנה היא נערה מתבגרת בת 13 , תלמידה בבית ספר תיכון "מעיינים" גרה עם הוריה ואחיה הפעוט בן ה 3 וחצי בבית פרטי גדול ברעננה.

לדנה חיי חברה מאוד תוססים וכמרבית בנות גילה דנה מאוד אוהבת להיות מחוברת עם חבריה אחרי שהיא חוזרת מהלימודים לצ'וטט ברשת החברתית ולצפות בסדרת הטלוויזיה האהובה עליה .

הבעיה של דנה היא שבדיוק שהיא מוצאת את הזמן הפנוי בשביל העיסוקים שלה היא נאלצת להיעתר לבקשת אמה לשמור על אחיה הקטן כאשר הוא נמצא בחדר משחקים בזמן מנוחת הצהריים שלה .

דנה מתוסכלת מהמצב אליו נקלעת באופן קבוע , חיפשה פתרון ו"צייצה" את הבעיה שלה ברשת החברתית תוך כדי הדגשת המילה !!!HELP ME PLEASE .

לעזרתה נחלץ ליאור בן כיתתה חובב אפליקציות לסמארטפון שעד כה מצא הרבה אפליקציות שנתנו מענה לצרכיו.

ליאור זיהה את הצורך של דנה לשלב בין שני הדברים והציע לה כפתרון את StreamltOut ושלח לה לינק להורדה והסבר על אופן השימוש באפליקציה.

דנה התקינה את האפליקציה על מכשירי סמארטפון שלה ושל אמה ,כאשר הייתה צריכה להשגיח על אחיה מיקמה את המכשיר בחדר המשחקים תפעלה את האפליקציה והחלה במעקב וידאו אחר אחיה היישר מחדר המשחקים לסמארטפון שלה תוך כדי שהיא נמצאת בחדרה ובעיסוקיה .

. דנה הצליחה לשלב בין עיסוקיה לעזרה לאימא

דנה "צייצה" זאת ברשת החברתית על הפתרון שמצאה ב SIO במקביל הודתה לליאור שהכיר לה את האפליקציה.


מטרות שאינן בתחום הפרויקט

גרסה זאת של המערכת לא תתמוך במאפיינים הבאים:


1. גרסאות תואמות עבור מגוון פלטפורמות.

פיתוח המערכת יתמקד בפלטפורמה עיקרית אחת שעדיין אינה נבחרה ע"י המפתח.

תרשים זרימה – מצב שידור



תרשים זרימה – מצב קליטה



אפיון מסכים

מטרת המסכים להלן היא לתת מבט אבסטרקטי כללי למבנה זרימת האפליקציה. הם אינם בהכרח יהוו את הבסיס העיצוב הגראפי של ממשק UI של האפליקציה . מסמך זה מתמקד בפונקציונאליות ותכנון האינטראקציה בין האפליקציה עם המשתמש.

מסך הפתיחה




מסך הפתיחה משלב אנימציה המעידה על טעינת האפליקציה בשלב זה ימתין המשתמש עד למעבר אוטומטי למסך הבא.

מסך בחירת מצב עבודה

מסך בחירת מצב עבודה הוא מסך הקובע האם המכשיר יתפקד כמשדר או כקולט.

במסך זה שני כפתורים Receiver במסך זה שני כפתורים בחירה ב Transmitter האפליקציה תכנס למצב שידור. בחירה ב Receiver האפליקציה תכנס למצב קליטה. כל אחד מהכפתורים יפתח את סדרת מסכים שונה



התואמת את המצב.

מסך תפריט התחברות

מסך זה יפתח בלחיצה על כפתור Transmitter במסך

בחירת מצב עבודה.

מסך זה מציג תפריט בו מוצגת טבלה ושני כפתורים .


הטבלה מכילה שני עמודות:

עמודת Select מציגה כפתורים המייצגים

שאליהם המכשיר הנוכחי שידר בעבר , ובלחיצה על אחד מ

התבצע מעבר ישיר ל **מסך שידור** ושם יהיה ניתן

להתחיל תהליך שידור לאותו Receiver נבחר על סמך נתוני ההתחברות



שנשמרו בעבר.

עמודת Check All - נותנת אפשרות להסיר את אותו - Check All רותנת אפשרות להסיר את אותו - Check All רותנת אפשרות להסיר את אותו - Remove Selected רותנת אפשרות ולחיצה על הכפתור ה Button - Receiver כפתור זה יגרום לפתיחת מסך חדש בו יתאפשר להוסיף Receiver חדש לטבלה - Receiver

Submit New Receiver אוסס

מסך זה יפתח כתוצאה מלחיצה על כפתור Submit New Receiver מסך זה יפתח בתוצאה מלחיצה על כפתור במסך **תפריט התחברות** .

במסך זה ישנם שני שדות טקסט למילוי ושני כפתורים.

שדה ראשון את הכינוי : Nickname בשדה המשתמש יצטרך להזין את הכינוי Receiver עבור אותו אשר עבורו תתווסף שורה חדשה בטבלת Receivers במסך תפריט התחברות .

שדה שני IP Address בשדה זה יצטרך המשתמש להזין את כתובת: ה שני IP הייחודית של המכשיר אליו ירצה לשדר.





כפתור Submit : בעת לחיצה על הכפתור המשתמש יחזור למסך **תפריט ההתחברות** : Submit כפתור הטבלה עודכנה עם ה

כפתור Test Connection : יאפשר למשתמש לבדוק אם אכן ניתן ליצור חיבור עם אותו מכשיר

אחרת Connection Succeeded אחרת על אותו מסך

.Connection Failed






מסך שידור

מסך זה יפתח כתוצאה מלחיצה על אחד מהמקבלים הרשומים במסך **תפריט ההתחברות** מסך זה מורכב ממסגרת צילום הווידאו אותה המשתמש ירצה לשדר ל Receiver ו כפתור Start broadcasting לתחילת השידור.

> ובנוסף מנורת חווי אשר מעידה אם השידור פעיל או לא . להפעלת תהליך השידור המשתמש ילחץ על הכפתור

> > .Start broadcasting




המכשיר שברשותו יחל בתהליך הקמת ערוץ השידור עם המכשיר המקבל (Receiver).

במידה והתהליך הצליח והשידור החל בין שני המכשירים תקפוץ הודעה על גבי אותו מסך

שתודיע שהשידור החל בהצלחה! Broadcasting began successfully אחרת תקפוץ הודעה.

Broadcasting failed!







מסך תהליך הקמת הערוץ

מסך זה נפתח כתוצאה מלחיצה על כפתור במסך בחירת מצב עבודה מסך זה מכניס את מכשיר הקליטה לתהליך הקמת ערוץ עם מכשיר השידור.

המשדר כאמור צריך להיות במצב שידור לאותו מכשיר ברגע ששני המכשירים מסונכרנים והחיבור הצליח תקפוץ הודעת

על גבי המסך והאפליקציה תעבור אוטומטית Connection succeeded!

למסך הקליטה. אחרת אם החיבור נכשל תקפוץ הודעת!

Failed ויופיע כפתור Try again עליו יוכל המשתמש ללחוץ בכדי לנסות שוב ולהקים את הערוץ בין שני המכשירים.



מסך קליטת שידור

Camera

©

Reload

מסך זה יפתח כתוצאה מלחיצה של

המשתמש על כפתור Receiver במסך **בחירת מצב עבודה** <u>ואחרי</u>


שהקמת הערוץ בין שני המכשירים עברה בהצלחה.

מסך זה מורכב מהרכיבים הבאים:

- 1. **מסגרת** הצגת קליטת זרם הווידאו המשודר.
- 2. כפתור ON/OFF להפעלה או כיבוי של מצב Supervision mode שבעת הפעלתו מכשיר השידור יאותת למכשיר הקליטה להפעיל התרעת צלצול/רטט תוך כדי


הקפצה של הודעת !ALARM על

גבי מסך זה.



- 3. כפתור Slider למטרת הגברה/הנמכה של עוצמת השמע. המשתמש יוכל להוריד את עוצמת השמע עד להשתקה מוחלטת.
 - 4. כפתור Close Connection לביצוע סגירת הערוץ בין המכשירים וחזרה למסך **בחירת מצב עבודה**.
- לחיצה על כפתור זה תחזיר את המשתמש ל**מסך תהליך Reload Connection** . . **הקמת הערוץ** .
- במידה יהיה ניתן להקים שוב את הערוץ האפליקציה תחזיר את המשתמש אוטומטית בחזרה ל**מסך קליטת השידור** כאשר הערוץ יהיה פעיל.
- 6. כפתור Start Rec בעת לחיצה על כפתור זה האפליקציה תתחיל תהליך הקלטה של הווידאו המשודר באותו רגע. כאשר המשתמש ילחץ שוב על הכפתור כאשר הכיתוב

על הכפתור הוא Stop Rec ייווצר קובץ וידאו חדש של התוכן המוקלט עד לאותו רגע ויישמר בתוך תיקיית קבצי הווידאו של אותו מערכת הפעלה של מכשיר הקליטה.



נושאים פתוחים

- 1. שידור אודיו מסונכרן עם וידאו
- 2. בחירת פלטפורמה לפיתוח האפליקציה.
- 3. הפעלת מצב השגחה פונקציה תהיה נתונה למגבלות זמן מסירת הפרויקט.